



DIE METHODE DER WAHL *bei der Behandlung von Dysfunktionellen Uterinen Blutungen*

VELDANA MEDICAL

***Wir arbeiten Hand in Hand mit Ärzten, um
die Lebensqualität der Patientinnen deutlich zu verbessern.***

Veldana Medical hat sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität von Frauen mittels minimal-invasiver Behandlungsmethoden zu verbessern.

Mit Best-Practice-Methoden in Forschung, Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Produkttraining bieten wir weltweit den Zugang zum Goldstandard medizintechnischer Geräte.

Unser Fokus liegt dabei auf Produktqualität, Patientensicherheit und Wirksamkeit.


Unser Ziel ist es, Ärzte dabei zu unterstützen, ihre klinischen Ergebnisse weiter zu verbessern und gleichzeitig die Zufriedenheit der Patientinnen zu steigern.

Vertrieb durch



Veldana Medical

Av. Riond-Bosson 14 | CH – 1110 Morges
Tel. +41 21 804 99 00 | Fax +41 21 804 99 01
info@cavaterm.com | www.cavaterm.com





Cavaterm™ ist ein System zur Endometriumablation für die Behandlung von Dysfunktionellen Uterinen Blutungen (DUB). Es besteht aus einem Katheter zum einmaligen Gebrauch und der Cavabox.

Die Behandlung kombiniert Wärmezirkulation und geregelten Druck über die Dauer von 10 Minuten innerhalb des Cavum Uteri, um das Endometrium und das darunter liegende Myometrium irreversibel zu koagulieren.


Dabei sind spezielle Funktionen in das System integriert, um maximale Sicherheit und Wirksamkeit zu gewährleisten.

Ihre Patientin profitiert von einem minimal-invasiven Verfahren, welches ihre Lebensqualität signifikant verbessert. Sie wird auf jeden Fall eine Erleichterung Ihrer Blutungsstörungen erfahren.


Mehr als 90% der Frauen, die weltweit mit **Cavaterm™** behandelt wurden, sind mit der Behandlung zufrieden. Die Erfolgsquote bleibt über Jahre hinweg erhalten.

DIE Cavaterm™ BEHANDLUNG


Die abgestimmte Kombination von Temperatur und Druck über eine Dauer von nur 10 Minuten erreicht eine dauerhafte Behandlung der starken Monatsblutungen.



Der Ballonkatheter wird in das Cavum Uteri eingeführt



Druck, Zirkulation und Wärme



Entfernung des Katheters

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Einzigartige Produkteigenschaften für eine effiziente und sichere Behandlung

- Der flexible und anpassungsfähige Silikonballon passt sich optimal der Kontur und der Grösse des Cavum Uteri an.
- Der Katheter mit nur 6 mm Durchmesser lässt sich mühelos einführen.
- Der isolierte Katheterschaft verhindert Temperaturschädigungen an Zervix und Vagina.
- Die selbstregulierenden Heizelemente sind stark und sicher zugleich und ermöglichen eine effiziente Wärmebehandlung bei maximalem Schutz.
- Die kraftvolle Zirkulation sorgt für eine gleichmässige Wärmeverteilung im Cavum Uteri und somit für eine gleichmässige Behandlung.
- Die **Cavaterm™** - Spritze ermöglicht eine einfache und präzise Druckregulierung während der gesamten Behandlungsdauer, wodurch die Hitze gleichmässig tief in das Gewebe eindringt - ohne Gefahr eines zu hohen Drucks.
- Die Cavabox ist leicht, kompakt und einfach in der Bedienung, was Betrieb, Transport und Lagerung vereinfacht und erleichtert.
- Das **Cavaterm™** - System ist mit einem Speicherchip ausgestattet, der alle Behandlungsparameter aufzeichnet.

VORTEILE

Ein sicheres und minimal-invasives Verfahren für eine höhere Lebensqualität.

- Ambulante Behandlung
- Einfach und sicher
- Dauerhaftes Behandlungsergebnis
- Hormonfrei
- Hohe Akzeptanz bei Ihren Patientinnen
- Zufriedenheits- und Erfolgsrate über 90 %
- Schweizer Qualitätsprodukt

